

소음 속에서도 편안하게 듣는

벨톤 어치브 (Beltone Achieve™)

[Beltone.com](https://www.Beltone.com)



보청기 사용자들이 보청기를 구입하는 이유



53%

가정에서 가족들과 대화를 하기 위해¹



44%

소음 환경에서 대화를 하기 위해



41%

휴대폰 통화



40%

소음 속에서 1:1 대화를 하기 위해



37%

다른 사람들과 TV를 편안하게 보기 위해

보청기 사용자들은 소음 속 청취가 여전히 어렵다고 느낍니다.



많은 난청인들이 보청기를 구입하는 주된 이유를 '소음 속 대화 청취' 때문이라고 말합니다¹

86%

보청기 사용자들은 레스토랑 처럼, 주변이 소란스러울 때 청취가 어렵다고 느낍니다²

80%

보청기 사용자들은 2명 이상이 함께 대화할 때 청취가 어렵다고 느낍니다²

1. Manchaiah and colleagues, 2021

2. MarkeTrak 2022

150%

어음 이해도 150% 향상*




4.3dB SNR

소음 속 청취 향상*



Tailored Sound

Tailored comfort



Tailored Connectivity

*이전 세대 비교시

새로운 mini RIE – IMP62

귓속형

RIE

BTE



IMP CIC

IMP ITC/ITE

IMP 62

IMP 63

IMP 64

IMP 78

IMP 86

제품등급 17, 9, 6, 4

새로운 mini RIE – IMP62 디자인



기존 RIE와 miniRIE 비교



약 10% 작아진 충전식 RIE

Beltone Achieve™ 어치브 색상



스파클링
실버

샴페인

골드

브론즈

웜그레이

그래파이트

에스프레소

딥블랙



올 웨더프루프로 더욱 견고하게



보청기 및 리시버 외부/내부 모두 나노코팅으로 방수방진 최고 등급 IP68



기존 SF3 리시버(M&RIE, Standard)와 호환




Fitting range





Beltone **Achieve**[™]




2x 더 강력해진 안테나 성능

벨톤 어치브 크로스링크 방향성 4 (IMP17)




조용한 청취 환경

공간적 사운드 큐 보존 모드




역동적인 청취 환경

양이 청취 모드



매우 소란스러운 청취 환경

음성 명료도 향상 모드





양이 빔포밍의 해상도가 높아져, 말소리가 더욱 선명하게 들립니다

벨톤 이매진
울트라 포커스
옴니 모드
벨톤 어치브
울트라 포커스2




150%
향상

+4.25dB 효과
옴니 모드 대비

+8.61dB 효과
옴니 모드 대비

Belton 어치브™ 울트라 포커스 2 더 선명한 소리로 대화가 즐거워집니다



혹은 보청기의
푸시 버튼을
눌러 활성화

청각전문가: 울트라 포커스2
프로그램을 미리 생성

사용자: 앱에서 손쉽게
울트라 포커스 기능 활성화

벨톤 히어맥스™

비무선 CIC



CIC

- New 펌웨어 업데이트로 음질 향상
- 리시버 출력 : LP, MP, HP
- 갑작스러운 소음 제어, 스마트 게인, 윈드 노이즈 제어 기술 포함
- 블랙/라이트 베이지 색상 (*셸 블루/레드 변경 가능)
- IP68
- **50% 전력효율 개선 & 200% 메모리 성능 향상시킨 칩셋**으로
사용시간 대폭 증가: 108시간* (TRUST 63시간*) *LP 기준

충전식 ITC, ITE



IMP ITC

IMP ITE

5시간 충전으로 하루 종일 편안하게 사용

완충시 사용시간 최대 24 시간

- New 펌웨어 업데이트로 음질 향상
- 이어버드 디자인 + 오픈형 보청기의 모든 기능* 탑재

* 제품 등급17 기준

- 4가지 출력 (LP*, MP, HP, UP *ITC only)
- 소음 속 청취에 효과적인 크로스링크 방향성4 방향성 기술 탑재
- E2E 기능 및 푸시 버튼으로 간편한 조작
- 피팅 소프트웨어에서 '버튼 눌러 선택하기' 기능 적용*
(FSW 1.16 사용시)

새로운 mini RIE – IMP62 충전기



3시간 충전으로 하루 종일 편안하게 사용

완충시 사용시간 최대 24 시간

프리미엄 충전기:

-이동시에도 안정적인 충전

-전원이 연결되지 않아도

보청기 최대 3번까지 충전 (충전기 자체 완충시)

충전기 안쪽 슬롯에 숫자 **6** 표기

* 기존 RIE 숫자 1, 어메이즈/릴라이 숫자4 표기

충전식 BTE

3시간 충전으로 하루 종일 편안하게 사용

완충시 사용시간 최대 24 시간



IMP 76

선택 옵션 - 씌 튜브
- 이어몰드



IMP 86

선택 옵션 - 이어몰드
- 메탈후크



데스크탑 충전기

충전식 BTE 제품은 LED 램프로
보청기 동작 상태(프로그램 변경, 볼륨 변경 등)를 알 수 있습니다

BELTONE ACHIEVE 제품 등급 오버뷰




		IMP17	IMP9	IMP6	IMP4
	소리 품질(채널)	17	14	12	12
어음 향상	방향성 기능	크로스링크 방향성 4	크로스링크 방향성 3	크로스링크 방향성 2	크로스링크 방향성
	울트라 포커스 기능	울트라 포커스2	울트라 포커스	-	-
	믹스포인트 주파수	0	-	-	-
	압축/해제시간 설정	0	0	-	-
편안함 향상	자동청취환경 보청기 증폭량 자동조 절기능	7가지 청취환경 분석 이득 자동 조절	7가지 청취환경 분석 이득 자동 조절	7가지 청취환경 분석 이득 자동 조절	-
	소음감소	약하게, 중간, 보통, 다소 강함, 강하게, 자동 조절	약하게, 중간, 보통, 다소 강함	약하게, 중간	On/Off
	바람소리감소 (Wind Noise Reduction)	약하게, 중간, 강하게	약하게, 중간	On/Off	On/Off
	충격음 감소 (Impulse Noise Reduction)	3단계 설정	2단계 설정	On/Off	On/Off

CIC



CIC
IMP-CIC




Rechargeable Custom



ITC
IMP-ITC-DWC




ITE
IMP-ITE-DWC




* LP리시버 - ITC서만 선택 가능

LP	MP	HP	UP
114/40	118/50	121/60	130/70


RIE



115/53



113/53 116/58



122/65 130/75


BTE




PBTE
IMP86-DWC



BTE
IMP76-DWC



BTE 76
썩 튜브 127/53
이어후크 128/60



PBTE 86
이어후크 133/67
메탈후크 133/73

벨톤 어치브™

모든 순간을 온전히 들어보세요.



Tailored Sound

한 단계 더 업그레이드 된
소음 속 청취

언제 어디서나
더 선명한 어음 청취

내 목소리도 자연스럽게
들리는 어치브

Tailored Comfort

귀에 최적화된
인체공학적 디자인

생활 방수방진 최고등급
IP68 올웨더 프루프

초기 보청기 적응을 쉽게
도와주는 체크 마이핏
(check my fit)

Tailored Connectivity

애플/ 안드로이드 스마트 기
기에서 다이렉트 스트리밍

아이폰과 아이패드*에서 손이
자유로운 핸즈프리 콜 기능

투명하고 맑은
통화 품질

여러분도 경험하실 준비가 되셨나요?